



Supercut Trennscheibe für Keramik

Packung 10 Stück, Ø 20 mm x 0,25 mm



Artikelnr.: 110399

Hersteller: Dentaforum GmbH & Co.KG

Gewicht: 0.005 kg

Höhe: 18 mm

Breite: 57 mm

Länge: 69 mm

€ 65,77

Zzgl. MwSt.

Packung 10 Scheiben, Ø 20 mm x 0,25 mm

Diamantiert, sehr dünn mit Stärke von 0,25 mm, doppelt faserverstärkt, sehr elastisch, hohe Standfestigkeit.

Empfohlene Drehzahl: 15.000 U/min., maximale Drehzahl: 35.000 U/min.