



## Acrylic Polisher blue Kit

Kit 6 Stück (4 x Acrylic Polierer 0634, 0636, 0644, 0646, 2 x Exa Technique gelb 0656, 0654)



Artikelnr.: 110426  
Hersteller: Edenta AG  
Gewicht: 0.06 kg  
Höhe: 63 mm  
Breite: 32 mm  
Länge: 79 mm

**€ 14,50**

*Zzgl. MwSt.*

**Kit 6 Polierer** (4 x Acrylic Polierer 0634, 0636, 0644, 0646, 2 x Exa Technique gelb 0656, 0654)

Langmaschige Silikone mit speziellen Abrasivkörpern sichern kontrolliertes und schnelles Abtragen sowie glatte Vorpolitur. Korrekturen an palatinalen und Lingualen Stellen der Prothese können schnell und ohne Einsatz von HM - Fräsern durchgeführt werden.

1. Stufe = Dunkelblau: Grobe Körnung zum Vorschleifen.
  2. Stufe = Hellblau: Mittlere Körnung zum Glätten.
- Hochglanz - Politur: gelbe Exa Technique Polierer.