



TEETHMATE™ DESENSITIZER

Flasche 4,8 ml Flüssigkeit



Artikelnr.: 110588
Hersteller: Kuraray Noritake
Gewicht: 0.033 kg
Höhe: 23 mm
Breite: 101 mm
Länge: 204 mm

€ 38,73

Zzgl. MwSt.

Flasche 4,8 ml Flüssigkeit

TEETHMATE™ DESENSITIZER ist der erste Desensitizer, der eine dauerhafte Lösung für sensible Zähne bietet. Kuraray Noritake Dental hat den *TEETHMATE™ DESENSITIZER* so entwickelt, dass es das härteste Mineral im Körper, Hydroxylapatit (HAp) bildet. Es entsteht genau dort, wo es benötigt wird und schließt Dentintubuli sowie Schmelzrisse. Aufgrund seiner Natürlichkeit ist es auch gewebefreundlich. So können ab sofort empfindliche Zähne dauerhaft behandelt werden. *TEETHMATE™ DESENSITIZER* kann zur Versiegelung von freiliegendem oder präpariertem Dentin verwendet werden sowie vor und nach dem Bleaching angewandt werden.

TEETHMATE™ DESENSITIZER kann auch in Kombination mit dem vom Anwender bevorzugten Adhäsiv oder Zementen verwendet werden. Ergebnisse in Studien zeigen, dass *TEETHMATE™ DESENSITIZER* Dentintubuli effektiv schließt. Die verschlossenen Dentintubuli reduzieren Bewegungen des Dentin mit einer klinischen Verbesserung der Dentin-Hypersensibilitäten. Dieses Produkt ist sehr leicht zu handhaben: einfach Pulver und Liquid für 15 Sek. mischen, 30 Sek. auf die sensible Region auftragen (ein Zahn oder mehrere Zähne) und zum Schluss nur noch mit Wasser spülen.