



Mundspülbecher PP

Karton 20 x 50 Stück dunkelgrün



Artikelnr.: 110638
Hersteller: Akzenta International SA
Gewicht: 2.78 kg
Höhe: 313 mm
Breite: 281 mm
Länge: 384 mm

€ 22,58

Zzgl. MwSt.

Karton 20 x 50 Becher dunkelgrün

Aus lebensmittelechtem, sortenreinem Polystyrol. Passend für alle standardisierten Becherspender. Mittels neuester Technologie wird in modernster Produktionsstätte. Im Interesse absoluter Hygiene jeglicher menschlicher Kontakt ausgeschlossen. 100 % recyclingfähig. Rückstandsfrei verbrennbar. 180 ml.