



LUSTER f.Lava Ultimate Kit

Kit 6 Stück



Artikelnr.: 110667

Hersteller: Hager & Meisinger GmbH

Gewicht: 0.5 kg

€ 40,03

Zzgl. MwSt.

Kit 6 Polierer (Fig. 9511U weiß ISO 220 HP, Fig. 9507 braun ISO 050 HP, Fig. 9507 grün ISO 050 HP, Fig. 9508 grün ISO 145 HP, Fig. 100 ISO 160 HP, Fig. 150 ISO 220 HP)

Das MEISINGER LUSTER for Lava Ultimate-Poliererset wurde speziell für die Anwendung auf Resin-Nanokeramik der Firma 3M Espe entwickelt. Das Set besteht aus Instrumenten für das extraorale Ausarbeiten und Polieren von CAD / CAM Restaurationsmaterialien. Eine weiche Polierbürste, die mit Polierpaste verwendet wird und der Baumwollschwabbel bringen die Restauration auf exzellenten Hochglanz.