



## Identium® Medium

Refill Packung 2 x 380 ml Doppelkartusche Medium Fast

---



Artikelnr.: 111150  
Hersteller: Kettenbach GmbH & Co.KG  
Gewicht: 1.73 kg  
Höhe: 130 mm  
Breite: 130 mm  
Länge: 199 mm

**€ 218,09**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Refill Packung** 2 x 380 ml Doppelkartusche Identium Medium Fast

Identium® verbindet die Vorzüge zweier bewährter Abformmaterialien (A-Silikon und Polyether) und das in perfekter Balance. Die innovative Werkstoffklasse Vinylsiloxanether gibt es als zäh-, mittel- und dünnfließende Viskosität und das in schnell- und normalabbindend für die Monophasen- und Doppelmischabformung. Somit können die wesentlichen Abformtechniken mit einem Material abgedeckt werden.

*Identium® Medium* ist ein mittelfließendes Monophasen-Präzisions-abformmaterial aus Vinylsiloxanether, das aufgrund seiner hohen Endhärte auch besonders gut für die Implantatabformung geeignet ist.

- Monophasenabformung
- Implantatabformung
- Fixationsabformung
- Funktionsabformung
- Überabformung