



## smart Injektionskanülen

Packung 100 Stück Ø 0,4 x 42 mm



Artikelnr.: 111203  
Hersteller: Smartdent  
Gewicht: 0.822 kg  
Höhe: 298 mm  
Breite: 59 mm  
Länge: 93 mm

**€ 8,63**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 100 Kanülen Ø 0,4 x 42 mm

Einmal-Injektionskanülen mit farbigem Kunststoffgewinde für Zylinderampullen-Spritzen. Auf allen gängigen Spritzenmodellen leicht und sicher zu fixieren. Besonders feiner Schliff, silikonüberzogen für einen schmerzarmen Einstich. Versiegelt und steril verpackt.