



## smartmask Mundschutz

Packung 50 Stück weiß



Artikelnr.: 111213  
Hersteller: Smartdent  
Gewicht: 0.185 kg  
Höhe: 93 mm  
Breite: 102 mm  
Länge: 186 mm

**€ 2,74**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 50 Masken weiß

Mundschutz 3-lagig. Latexfrei. Aus weichem Vliesstoff und glasfaserfreiem Filtermedium.

Elastikbänder/Oherschlaufen mit hoher Elastizität. Eingearbeiteter Nasenbügel. Filterleistung über 98 % (Melt Blown Filter). Optimale Passform. Sehr angenehmer Komfort, auch bei längerer Tragedauer. Typ II R.