



PRECI-CLIX-GEWINDE TI

Stück



Artikelnr.: 111275
Hersteller: Alphadent NV
Gewicht: 0.008 kg
Höhe: 10 mm
Breite: 32 mm
Länge: 70 mm

€ 41,20

Zzgl. MwSt.

Stück Gewinde

M2-Gewinde aus TITANAX-Legierung zum Kleben mit CEKA SITE. Zu verwenden in Verbindung mit 1206 C.
Höhe: 1,9 mm - Ø 2,3 mm.