



smart Desinfektionstücher

Beutel 100 Stück



Artikelnr.: 111358
Hersteller: Smartdent
Gewicht: 0.28 kg
Höhe: 218 mm
Breite: 120 mm
Länge: 57 mm

€ 2,06

Zzgl. MwSt.

Beutel 100 Feuchttücher

Alkoholische Feuchttücher zur prophylaktischen Oberflächendesinfektion von alkoholbeständigen Medizinprodukten sowie zur schnellen Desinfektion von kleinen Flächen, insbesondere Hand- und Winkelstücken, Behandlungseinheiten und Arbeitstischen in Zahnarztpraxen. Aldehydfrei. Flüssigkeit ist VAH-gelistet. 100 Tücher, Format 12 x 20cm. Wirkungsspektrum (Tränkflüssigkeit): Bakterien und Candida albicans nach EN13727, EN 13624 und EN 13697 (hohe Belastung) TbB (Tuberkulose)-Inaktivierung (M.terrae) nach EN 14348 (hohe Belastung), wirksam gegenüber behüllten Viren (z. B. HBV/HIV/HCV) gemäß DVV/2012. Einwirkzeiten nach Standardmethoden der VAH: Konz.: 1 Minute*; Adeno-, Rota-, Noro-Viren nach EN14476 (hohe Belastung) 1 Minute*, begrenzt viruzid Plus. Einwirkzeiten (bezogen auf die getränkten Tücher) Bakterien und Candida albicans (VAH, und EN 16615, hohe Belastung): 2 Minuten *(kürzeste Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH/DGHM-Liste: 5 Minuten)

BAuA-Nr.: N-76869

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.