



smart Instrumentendesinfektion

Dosierflasche 1 Liter



Artikelnr.: 111362
Hersteller: Smartdent
Gewicht: 1.101 kg
Höhe: 260 mm
Breite: 63 mm
Länge: 132 mm

€ 10,95

Zzgl. MwSt.

Dosierflasche 1 Liter

Hochleistungskonzentrat der neuen Generation zur Desinfektion und Reinigung von Instrumenten wirkt bakterizid und fungizid in 15 Minuten in 2 %iger Gebrauchslösung und in 30 Minuten in 1 %iger Gebrauchslösung getestet nach den Richtlinien der DGHM (Stand 01.09.2001) unter hoher organischer Belastung und gelistet bei der VAH vollständige Virusinaktivierung (HBV, HCV, HIV, Papova, Vaccinia, Adeno, Polio) wird in 3 %iger Gebrauchslösung in 15 Minuten erreicht. Auch wirksam gegenüber BVDV/ Rota/ und Noro-Viren. Frei von Aldehyden und Phenolen. Geeignet für die Verwendung im Ultraschallbad in 5 Minuten in 3 %iger Gebrauchslösung. Ausgezeichnete Materialverträglichkeit. Vollviruzid!