



smart Kältespray

Dose 200 ml Pfefferminz



Artikelnr.: 111363
Hersteller: Smartdent
Gewicht: 0.155 kg
Höhe: 173 mm
Breite: 52 mm
Länge: 95 mm

€ 2,02

Zzgl. MwSt.

Dose 200 ml Pfefferminz

Das smart Kältespray eignet sich zum schnellen Vereisen von Schaumstoffpellets oder Watte. Mit den vereisten Pellets oder Wattepaden kann die Vitalitätsprüfung von Zähnen getestet werden. Auch zum Kühlen von Abdruck-/Gussmaterialien wie z.B. Hydrokolloiden etc.