



Musterbox

Stück unbestückt, zur Aufnahme von 18 Instrumenten mit 2,34 mm Schaft



Artikelnr.: 111371
Hersteller: Polirapid GmbH & Co. KG
Gewicht: 0.152 kg
Höhe: 75 mm
Breite: 75 mm
Länge: 154 mm

€ 18,31

Zzgl. MwSt.

Stück Musterbox unbestückt, zur Aufnahme von 18 Instrumenten mit 2,34 mm Schaft

Musterbox mit Klarsichthaube.