



## Matrizen Superdünn

Packung 50 Stück für Prämolaren, MOD Kavität



Artikelnr.: 111389  
Hersteller: Polydentia SA  
Gewicht: 0.01 kg  
Höhe: 10 mm  
Breite: 28 mm  
Länge: 70 mm

**€ 20,41**

Zzgl. MwSt.

Packung 50 Stahlmatrizen für Prämolaren, MOD Kavität

- Aus rostfreiem Stahl
- Anatomisch vorgeformt
- 3 verschiedene Formen für Prämolaren und Molaren