



Peak™ Universal Bond

Flasche 4 ml Universal Bond



Artikelnr.: 111525
Hersteller: Ultradent Products GmbH
Gewicht: 0.069 kg
Höhe: 56 mm
Breite: 73 mm
Länge: 150 mm

€ 55,59

Zzgl. MwSt.

Flasche 4 ml Universal Bond

Universelles Bonding Resin, einsetzbar gemäß Total-Etch-Technik (mit vorheriger Anätzung mit Ultra-Etch) oder gemäß Self-Etch-Technik (mit vorherigem Auftrag von Peak SE Primer). Universell bei allen Materialien einsetzbar (Dentin, Schmelz, Keramik, Metall, Komposit, Kunststoff, Zirkonoxid), für direktes und indirektes Bonding, sowie Wurzelstift- und Stumpfaufbauverfahren. Sparsame, gezielte Applikation direkt aus der Spritze oder mit MicroApplicator aus der Flasche. Mit einem Füllergehalt von 7,5 % und einer Mischung individuell synthetisierter Phosphatmonomere wurde seine Viskosität für eine minimale Filmdicke und überlegene Festigkeit optimiert. Keine postoperativen Sensibilitäten. Das Adhäsiv-System ist mit praktisch allen lichthärtenden und chemisch härtenden Kompositen kompatibel.

Peak SE Primer selbstätzend, aus der JetMix™-Spritze: Erst in der Praxis werden durch Eindrücken eines Stempels die beiden Komponenten des Self-Etch Primers gemischt; nun ist der frische Primer für 120 Tage verwendbar.