



Diamantscheibe 405

Stück blau Standard, HP, Figur 405, 0,25 mm, ISO 220



Artikelnr.: 111533
Hersteller: Edenta AG
Gewicht: 0.018 kg
Höhe: 68 mm
Breite: 35 mm
Länge: 37 mm

€ 13,90

Zzgl. MwSt.

Stück Scheibe blau Standard, HP, Figur 405, 0,25 mm, ISO 220

In feiner Diamantkörnung zum feinsten Separieren von Keramik.

- Max. Drehzahl - 15.000 U/min.
- Verblend- und Keramiktechnik