



MultiCut

Stück 3 x blau standard, HP, Figur 354, 0,30 mm, ISO 220



Artikelnr.: 111573
Hersteller: Edenta AG
Gewicht: 0.018 kg
Höhe: 68 mm
Breite: 35 mm
Länge: 37 mm

€ 41,02

Zzgl. MwSt.

Stück Scheibe 3 x blau standard, HP, Figur 354, 0,30 mm, ISO 220

Universal Diamantscheibe mit mehrschichtiger, galvanisch durchsetzter Randdiamantierung für hohe Standzeit und höchste Schnittleistung. Hergestellt durch Galvanoforming (Galvanoplastik / Elektroforming) bietet die *MultiCut* Diamantscheibe einzigartige Eigenschaften. Die mehrschichtige, galvanisch durchsetzte Randdiamantierung garantiert ein Schleifverhalten, ähnlich einer Sinterdiamantscheibe, aber flexibel.

Im Vergleich mit einer Standard Diamantscheibe zeichnet sich die *MultiCut* Universalscheibe dadurch aus, dass die Randdiamantierung durch und durch mit Naturdiamanten belegt ist.

- Mehrschichtige Diamantierung für Kanten und Flächenschliff
- Hohe Abtrag- und Schnittleistung
- Arbeiten ohne Streifenbildung
- Flexible, hohe Scheiben-Stabilität
- hohe Standzeit
- Maximale Drehzahl ISO 190 = 20.000 U/min., maximale Drehzahl ISO 220 = 15.000 U/min.
- Modellgußtechnik, Kronen-/Brückentechnik, Verblend- und Keramiktechnik