



Diamantscheibe 505

Stück Spirale gelb superfein, HP, Figur 505, 0,12 mm, ISO 160



Artikelnr.: 111748
Hersteller: Edenta AG
Gewicht: 0.018 kg
Höhe: 68 mm
Breite: 35 mm
Länge: 37 mm

€ 18,79

Zzgl. MwSt.

Stück Scheibe Spirale gelb superfein, HP, Figur 505, 0,12 mm, ISO 160

Superflex Turbo. In superfeiner und feiner Diamantkörnung für Keramik, Composites, Kunststoffe, die Spirale ermöglicht einen schnellen, optimalen Abtransport des Schleifgutes, zum Konturieren, zum Trennen von Zahnkränzen an Sägemodellen.

- Max Drehzahl 20.000 U/min.
- Kronen- und Brückentechnik, Verblend- und Keramiktechnik