



smart Serviettenhalter

Stück blau, Länge 48 cm



Artikelnr.: 111950
Hersteller: Smartdent
Gewicht: 0.02 kg
Höhe: 20 mm
Breite: 93 mm
Länge: 125 mm

€ 3,73

Zzgl. MwSt.

Stück Serviettenhalter blau, Länge 48 cm

Autoklavierbarer Serviettenhalter aus hochelastischem Kunststoff mit Metallklammern. Hoher Tragekomfort für den Patienten. Länge 48 cm.