



smartwipes Dry

Karton 6 x 100 Stück



Artikelnr.: 111959
Hersteller: Smartdent
Gewicht: 2.903 kg
Höhe: 355 mm
Breite: 184 mm
Länge: 599 mm

€ 31,83

Zzgl. MwSt.

Karton 6 x 100 Tücher

Wischdesinfektions-System zur Benutzung mit Tränkflüssigkeit (z.B. smartdent Flächendesinfektion). Die Tücher bestehen aus einem hochqualitativen, fusselfreien, gelochten Vlies mit einem Flächengewicht von 40 g/m² im Format 305 x 280 mm. Der Vliesstoff ist besonders reißfest. Die praktische Tuch-Spenderbox ermöglicht eine Einzelentnahme der getränkten Tücher und lässt sich nach Gebrauch luftdicht verschließen.