




S-U-DOUBLE-CUT

Stück mit Keramikscheiben



Artikelnr.: 111965

Hersteller: Schuler-Dental GmbH&Co.KG

Gewicht: 0.5 kg

€ 6.051,85

Zzgl. MwSt.

Stück Gipstrimmer mit Keramikscheiben

Zwei äußerst leistungsstarke, unabhängig voneinander schaltbare Motoren mit einer groben und einer feinen Schleifscheibe. Großer Metalltisch mit aufsteckbarem Schrägtisch in Verbindung mit großer Arbeitsöffnung bieten die Möglichkeit zu Grob- und Feinschliff auf engstem Raum. Sprühsystem für jede Scheibe separat einstellbar, ergibt eine optimale Selbstreinigung des Scheibenbelages. Großzügiges, nach hinten geneigtes Abflußrohr, sehr leicht zu reinigendes Gehäuse. Seewasserfester Aluguss und andere nichtrostende Metallteile sichern eine lange Lebensdauer.

Der *S-U-DOUBLE-CUT* wird mit Magnetventil und komplettem Zubehör geliefert.