



CapMix™ Gehäuseoberteil

Set



Artikelnr.: 112161
Hersteller: 3M Healthcare GmbH
Gewicht: 0.332 kg
Höhe: 125 mm
Breite: 260 mm
Länge: 354 mm

€ 150,25

Zzgl. MwSt.

Set Gehäuse-Oberteil

Das passende Gehäuseoberteil im Set für das 3M™ CapMix™ Universalmischgerät.

Das 3M™ CapMix™ Gehäuseoberteil gehört zum Originalzubehör- und Ersatzteilsortiment des hochwertigen 3M Dentalportfolios. Nur die Verwendung von Originalteilen garantiert ein reibungsloses Arbeiten mit 3M Produkten und Technologien.