



## FixGel

Doppelpackung 2 x 3,5 ml Spritze

---



Artikelnr.: 112202

Hersteller: HPdent

Gewicht: 0.025 kg

Höhe: 21 mm

Breite: 42 mm

Länge: 164 mm

**€ 28,24**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Doppelpackung 2 x 3,5 ml Spritze**

Temporäres Haltegel für Vollkeramik, VMK und Zirkon.

- Fixiert Veneers, Kappchen und Einzelkronen auf dem Modell-Stumpf
- 100 % organisch - verbrennt rückstandslos
- Weiße Färbung für leichtere visuelle Kontrolle
- Keine Trocknungszeit