



StarTec 1020

Stück grün, HP, Figur 372 Rad, 2,5 mm, ISO 170



Artikelnr.: 112545
Hersteller: Edenta AG
Gewicht: 0.019 kg
Höhe: 65 mm
Breite: 34 mm
Länge: 36 mm

€ 20,56

Zzgl. MwSt.

Stück Polierer grün, HP, Figur 372 Rad, Stärke 2,5 mm, ISO 170

StarTec - Diamant-Polierer zur Bearbeitung von Zirkon, 900 MPa speziell auch zum Bearbeiten von Zirkongerüst-Rändern welche sich mit dem *StarTec* Polierer so leicht ausdünnen lassen, wie man dies bis anhin nur von Metallgerüst-Rändern kannte. Bei der Ausdünnung mit Keramiksleifern besteht immer die Gefahr des Ausreissens der sehr feinen Rändern. Der *StarTec* Polierer verhindert ein Ausreissen und erhöht damit die Verarbeitungssicherheit in der Zirkonbearbeitung.

- Verblend- und Keramiktechnik, Kronen-/ Brückentechnik, Occlusalbearbeitung Keramik
- Drehzahl opt. 10.000 U/min., max. 15.000 U/min.