




## White Tiger W850

Packung 3 Stück rot fein, FG, Figur 199 Konus rund, 10 mm, ISO 012



Artikelnr.: 112646  
Hersteller: Edenta AG  
Gewicht: 0.008 kg  
Höhe: 6 mm  
Breite: 49 mm  
Länge: 85 mm

**€ 23,04**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 3 Diamanten rot fein, FG, Figur 199 Konus rund, Kopflänge: 10 mm, ISO 012

Die Natur-Diamanten der *White-TIGER* Diamantinstrumente sind durch ein patentiertes LLD – Herstellungsverfahren mehrschichtig und dauerhaft auf dem rostfreien Schaft gebunden. Die hohe Qualität dieser Diamant-Instrumente bietet dem Anwender viele Vorteile gegenüber dem Arbeiten mit Standard - Diamantinstrumenten und führt zu optimalsten Ergebnissen bei allen Präparationen. Durch das patentierte LLD - Bonding sowie die mehrschichtige Diamantierung ergibt sich ein schnellerer Abtransport der Schleifsubstanz (hohe Schleifleistung) und damit auch ein kühles Schleifen (atraumatische Präparation). Durch den raschen Abtransport der Schleifsubstanz wird ein optimaler, vibrationsfreier Rundlauf der *White-TIGER* Instrumente erreicht (glattes Schliffbild). Durch das patentierte LLD-Bonding können die Diamantkörner nicht mehr herausgelöst werden. Dadurch erhöht sich die Standzeit der *White-TIGER* Diamantinstrumente um ein Mehrfaches. Bei Standard-Diamant-Instrumenten lösen sich die Diamantkörner frühzeitig aus der Bindung, was nur eine kurze Standzeit der Instrumente ergibt.

Anwendung: In der restaurativen und ästhetischen Zahnheilkunde bei:

- Kronenstumpfpräparation
- Kavitätenpräparation
- Keramik- und Kunststoffverblendtechnik
- Feinbearbeitung von Kompositen
- White-TIGER Formen - 29 Diamant-Instrumente (Formen)

Korngrößen

- Blauer Ring - Standard M - 107-126 ?m
- Schwarzer Ring - Supergrob SG - 181 ?m
- Grüner Ring - Grob G - 151 ?m
- Roter Ring - Fein F - 40 ?m