



Metall-Filterscheibe

Stück Metall-Filterscheibe



Artikelnr.: 112681
Hersteller: MELAG GmbH & Co.KG
Gewicht: 0.006 kg
Höhe: 10 mm
Breite: 70 mm
Länge: 88 mm

€ 63,76

Zzgl. MwSt.

Stück Metall-Filterscheibe

- Verwendbar für den Universal-Adapter, den Dreifachverteiler und das Einzelfiltergehäuse
- Nach 20 Spülgängen in MELAtherm 10 ist die Filterscheibe im Ultraschallbad zu reinigen
- Die Filterscheibe kann bis zu 20 mal im Ultraschallbad gereinigt werden