



## MOPYLEN®

Packung 36 Stück, blau, 45 cm, DS 18, USP 4/0



Artikelnr.: 112685  
Hersteller: Karl Hammacher GmbH  
Gewicht: 0.185 kg  
Höhe: 68 mm  
Breite: 122 mm  
Länge: 145 mm

**€ 156,21**

Zzgl. MwSt.

Packung 36 Nadeln, blau, 45 cm, DS 18, USP 4/0

MOPYLEN® ist ein nicht-resorbierbares, monofiles Nahtmaterial aus Polypropylen. Die hydrophoben Eigenschaften und das inerte Verhalten des Nahtmaterials im Gewebe, ermöglichen den Einsatz als dauerhafte Fixierung, z.B. in der Herz- und Gefäßchirurgie. Alle genannten Eigenschaften sind auch beim kosmetischen Wundverschluss vorteilhaft und entsprechend sind vielfältige Nadeltypen verfügbar.

- Nicht-resorbierbarer Polypropylenfaden
- Dauerhaft hohe Reißfestigkeit
- Hydrophob
- Nicht-thrombogen
- Geringste Gewebereaktion