



TOPDENT CC-Turbo-Cut

Packung 20 Stück glasfaserverstärkt, small, Ø 26 mm x 0,5 mm



Artikelnr.: 112696
Hersteller: Kentzler-Kaschner Dental
Gewicht: 0.023 kg
Höhe: 53 mm
Breite: 28 mm
Länge: 28 mm

€ 47,66

Zzgl. MwSt.

Packung 20 Scheiben glasfaserverstärkt, small, Ø 26 mm x 0,5 mm

- für Cr-Co (Modellguss)
- mit 2 Glasfasernetzen (Nylon)
- zum Trennen und Verschleifen von Stahl in einem Arbeitsgang
- Max. 48.000 U/min.