

Polymerisationswanne IVO-2

Stück



Artikelnr.: 112740
Hersteller: BDT GmbH
Gewicht: 12 kg
Höhe: 300 mm
Breite: 350 mm
Länge: 470 mm

€ 2.718,76

Zzgl. MwSt.

Stück Wanne

Edelstahlwanne, elektronische Wasserstandsregelung (Kurzzeitmesser), stufenlose Temperatureinstellung, Luftsteckdosen, indirekte Beheizung (kein Verkalken der Heizelemente).