




## Diamant AuFG 465

Packung 5 Stück rot fein, FG, Figur 465, ISO 016



Artikelnr.: 112789  
Hersteller: Hopf, Ringleb & Co GmbH CIE  
Gewicht: 0.004 kg  
Höhe: 5 mm  
Breite: 60 mm  
Länge: 99 mm

**€ 30,90**

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Schleifer rot fein, FG, Figur 465, ISO 016

Löwenschleifer vergoldet, hygienisch und schneiden schneller.

Die Vorteile gegenüber herkömmlich gefertigten Schleifern:

- Sie arbeiten schnell und ausdauernd auf harten Keramiken wie Zirkon und Lithium-Di-Silikat
- noch schneller - verkürzte "Chairtime" durch eine mindestens 20% höhere Schneidleistung (mm/min.) auf allen anderen Materialien
- kühler bei gleicher Behandlungsdauer
- günstiger im Preis-Leistungs-Verhältnis
- (X) schwarz extra grob (~ 180 µm), (G) grün grob (~120-135 µm), (N) blau normal (~80-120 µm), (C) rot fein (~ 45 µm), (F) gelb extra fein (~ 35 µm), (U) weiß ultra fein (~ 5-15 µm), (UU) orange ultrafein (~2-4 µm)