



Septoject® XL

Packung 100 Stück, G30/0,3 x 12 mm



Artikelnr.: 112872
Hersteller: Septodont GmbH
Gewicht: 0.211 kg
Höhe: 53 mm
Breite: 76 mm
Länge: 200 mm

€ 10,98

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Kanülen, G30/0,3 x 12 mm

Septoject XL Sterile zahnärztliche Einmalkanüle für Zylinderampullen

Anwendungsgebiete

- Routinemäßige Verabreichung von zahnärztlichen Lokalanästhetika

Eigenschaften

- Mit vergrößertem Lumen (43 % weiter als das einer Standardkanüle), um den während der Injektion aufgewandten Druck zu reduzieren und beim Patienten weniger Schmerzen zu verursachen
- Weniger Gewebetrauma durch eine dreifach angeschrägte Nadelspitze (Dreifach-Lanzenschliff), und polierte, silikonisierte Kanüle mit hervorragender Flexibilität
- Hohlneedle aus hochwertigem chirurgischem Edelstahl zur Verringerung der Bruchgefahr
- Mit Referenzpunkt zur Ausrichtung der Kanülenspitze für eine leichtere Orientierung während der Injektion

Handelsform

- Packung mit 100 sterilen zahnärztlichen Einwegkanülen
- *Septoject XL* G27 kurz, 0,4 x 25 mm, *Septoject XL* G27 kurz, 0,4 x 35 mm, *Septoject XL* G27 lang, 0,4 x 42 mm, *Septoject XL* G30 extra-kurz, 0,3 x 10 mm, *Septoject XL* G30 extra-kurz, 0,3 x 12 mm, *Septoject XL* G30 kurz, 0,3 x 25 mm