



## Diamantpolierer DPO02/05

Packung 2 Stück braun, HP, Figur 243, 13 mm, ISO 040



Artikelnr.: 112957  
Hersteller: Hager & Meisinger GmbH  
Gewicht: 0.005 kg  
Höhe: 10 mm  
Breite: 70 mm  
Länge: 70 mm

**€ 31,84**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 2 Polierer braun, HP, Figur 243, Kopflänge: 13 mm, ISO 040

2-Stufen System. Diamantpoliersystem für Silikat Keramik, Leucitverstärkte Keramik, Lithium Disilikate (e.max).

- 1. Stufe rot/orange = Glätten/Vorpolitur
- 2. Stufe grau/orange = Hochglanzpolitur
- Verblend- und Keramiktechnik
- Drehzahlbereich 7.000 - 12.000 U/min., max. Drehzahl 20.000 U/min.