



TOP FLEX Speichelsauger

Packung 100 Stück transparent



Artikelnr.: 112980
Hersteller: WORLD WORK Srl.
Gewicht: 0.474 kg
Höhe: 46 mm
Breite: 174 mm
Länge: 203 mm

€ 2,38

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Speichelsauger transparent

Länge 145 mm. Hochreines medizinisches PVC mit fest verschweißtem Kupfer- oder Zinkdraht, durch hervorragende Materialabstimmung besonders gut biegsam und stabil, sauberer Kantenschnitt, stark saugende Kappe mit seitlicher Entlüftung zur Vermeidung des Ansaugens der Schleimhaut.