



Pro-Lux Spacer

Packung 20 ml rot transparent



Artikelnr.: 112996
Hersteller: al dente Dentalprodukte
Gewicht: 0.066 kg
Höhe: 77 mm
Breite: 30 mm
Länge: 30 mm

€ 29,09

Zzgl. MwSt.

Packung 20 ml rot transparent

Pro-Lux, der lichthärtende Stumpf lack von al dente, mit Eigenschaften, die überzeugen: Pro-Lux härtet innerhalb von ca. 90 Sekunden unter allen gängigen Lichthärtegeräten (Lichtfarbe 78) oder Stroboskoplampen aus. Pro-Lux ist ausgehärtet „glashart“ aber nicht spröde. Pro-Lux widersteht jedem Dampfstrahler. Pro-Lux ist auch ideal dazu geeignet, die Modellbasis unter einem Brückenglied zu versiegeln. Die geschichtete Keramik bricht nicht mehr ab, sondern lässt sich leicht vom Modell lösen.