



Chirurgie Knochenfräser nach Lindemann C167

Packung 3 Stück HP, Figur 410, 10 mm, ISO 023



Artikelnr.: 113074
Hersteller: Edenta AG
Gewicht: 0.01 kg
Höhe: 8 mm
Breite: 71 mm
Länge: 80 mm

€ 40,09

Zzgl. MwSt.

Packung 3 Fräser HP, Figur 410, Kopflänge: 10 mm, ISO 023

LINDEMANN Knochenfräser.

- Kieferchirurgie
- Drehzahl opt. 3.000 U/min.