



PRECI-BAR Reiter

Stück 50 mm standard, aus Inox



Artikelnr.: 113092
Hersteller: Alphadent NV
Gewicht: 0.011 kg
Höhe: 10 mm
Breite: 32 mm
Länge: 70 mm

€ 61,26

Zzgl. MwSt.

Stück Reiter 50 mm standard, aus Inox

Auswahl aus drei Legierungen für den Reiter. Die Reiter aus einer Gold- bzw. einer Palladium-Legierung können mit CEKA SOL FILIGRAN (gelb) oder CEKA SOL W (weiß) gelötet bzw. gegossen werden (ausbrennbarer Kunststoff). MINI (Höhe 2,8 mm, Breite 4 mm) und STANDARD (Höhe 3,5 mm, Breite 5 mm)