



Compress heavy

Packung 380 ml Doppelkartusche, 10 dynamische Mischer 5:1, 1 Fixationsring



Artikelnr.: 113203
Hersteller: Bielefelder Dentalsilicon
Gewicht: 0.855 kg
Höhe: 75 mm
Breite: 108 mm
Länge: 216 mm

€ 108,13

Zzgl. MwSt.

Packung 380 ml Doppelkartusche, 10 dynamische Mischer 5:1, 1 Fixationsring

Hydrophiles Silikon-Abformmaterial zum Gebrauch in handelsüblichen 5:1-Mischgeräten. Besonders beim Materialwechsel ist die Applikationsform des Silicons in der Vollkunststoffkartusche extrem sauber und einfach. Das Material kommt während der Anwendung nicht mit den Latexhandschuhen des Anwenders in Berührung.

- Höchste Dimensionsstabilität
- Flexibel in der Anwendung, für nahezu jede Abformtechnik zu verwenden
- Geringe Belastung des Patienten durch kurze Aushärtezeit
- Attraktive, leuchtende Farbeinstellung zur Verbesserung der visuellen Qualitätskontrolle
- Kann in Verbindung mit allen BISICO Korrektursilikonem verwendet werden