



Luxatemp® Plus

Nachfüllpackung 76 g Doppelkartusche B1, 15 Automix-Tips



Artikelnr.: 11325

Hersteller: DMG Chemisch-Pharmazeuti

Gewicht: 0.23 kg

Höhe: 131 mm

Breite: 60 mm

Länge: 107 mm

€ 78,79

Zzgl. MwSt.

Nachfüllpackung 76 g Doppelkartusche B1, 15 Automix-Tips

Das *Luxatemp® Plus*-System mit der Sicherheitskartusche 10:1 und die ausgezeichnete Biokompatibilität machen *Luxatemp® Plus* zu einem überlegenen Material. Hervorragende Polierbarkeit.

Anwendungsgebiete

Provisorische Kronen, Brücken, Inlays, Onlays, Teilkronen, Veneers und Langzeitprovisorien.

Vorteile

- Ausgezeichnete Passgenauigkeit
- Optimale Abrasionsfähigkeit
- Hohe Biegefestigkeit
- Hohe Biokompatibilität
- Applikation direkt in die Situationsabformung
- Provisorium gelingt auf Anhieb
- In fünf Farben erhältlich