



ceraMotion® Zr

Dose 2 g Pulver Glaze transpa



Artikelnr.: 113458
Hersteller: Dentaurum GmbH & Co.KG
Gewicht: 0.011 kg
Höhe: 33 mm
Breite: 30 mm
Länge: 33 mm

€ 26,82

Zzgl. MwSt.

Dose 2 g Pulver Glaze transpa

ceraMotion® Zr ist die Verblendkeramik für den Gerüstwerkstoff Zirkondioxid. Sie eignet sich ebenso für Lithium Disilikat oder Farb- oder Formkorrekturen bei der Überpresskeramik ceraMotion® PZr.

- Eine Keramik für verschiedene Gerüstwerkstoffe
- Höchste Verbundfestigkeit mit Zirkonoxidgerüsten durch ideale WAK-Einstellung
- Sicherheit durch hohe Biegefestigkeit: 115 MPa
- Frei von Feldspat - dadurch Ausschluss von Produktschwankungen
- Keine Veränderung in der Keramik bei Mehrfachbränden
- Kurzer Brennzyklus durch niedrige Transformationstemperatur
- Einfachste Schichttechnik
- Natürliche Ästhetik durch spezielle Opaleszenz-, Fluoreszenz- und Transluzenzmassen