



PremEco® Line Prothetik Color System

Flasche 8 g Saphir



Artikelnr.: 113513
Hersteller: Merz Dental GmbH
Gewicht: 0.042 kg
Höhe: 108 mm
Breite: 38 mm
Länge: 38 mm

€ 25,40

Zzgl. MwSt.

Flasche 8 g Saphir

Eine hochwertige und vor allem lang anhaltende farbliche Charakterisierung von Kunststoffprothesen und -sätteln. Die Farbe kommt von innen und ist Malfarben damit überlegen. Das auf kaltpolymerisierender PMMA-Basis basierende Prothetik Color System ist speziell für das Einlegen von Farben geeignet. Langlebigkeit und Farbstabilität bieten zusätzlich zur einfachen Verarbeitung einen überzeugenden Systemvorteil.

- Aufgrund der PMMA-Basis chemisch artgleich stabiler Verbund zum PremEco® Line Prothesengießkunststoff
- Einfachste Verarbeitung durch direkten Auftrag in die Duplierform: Gel, Hydrokolloid
- Individuelle Form- und Farbgestaltung
- Natürliche Farbwirkung durch Einlegetechnik
- Hervorragend polierbar Farbstabil durch modernstes Katalysatorsystem
- Kleines, effizientes Sortiment zur Erfüllung höchster ästhetischer Ansprüche
- Plaqueresistent
- Cadmiumfrei