



# BEAUTIFIL Bulk

Spritze 2,4 g Flowable universal

---



Artikelnr.: 113614  
Hersteller: Shofu Dental GmbH  
Gewicht: 0.025 kg  
Höhe: 28 mm  
Breite: 42 mm  
Länge: 138 mm

**€ 25,40**

*Zzgl. MwSt.*

---

## **Spritze** 2,4 g Flowable universal

Das System besteht aus zwei Komponenten unterschiedlicher Viskositäten auf Basis derselben Füllerstruktur. Das fließfähige Komposit ("Flowable") ist besonders für Unterfüllungen mit guter Selbstnivellierung und Verarbeitung geeignet. Das pastöse und hervorragend modellierbare "Restorative" ist für die direkte Seitenzahnrestauration konzipiert und okklusal belastbar.

Anwendungsbereiche Flowable

- Unterfüllungsmaterial für Klasse-I- und -II-Füllungen
- Liner unter Füllungsmaterialien
- Füllungsmaterialien für kleine Seitenzahnkavitäten

Anwendungsbereich Restorative

- Direkte Seitenzahnrestorationen