



## HM-Bohrer 1SQ

Packung 5 Stück schnittfr. Verz. Querhieb, RA, blau, Figur 001, ISO 023



Artikelnr.: 11377

Hersteller: Hager & Meisinger GmbH

Gewicht: 0.005 kg

Höhe: 5 mm

Breite: 70 mm

Länge: 70 mm

**€ 21,73**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 5 Bohrer schnittfreudige Verzahnung mit Querhieb, RA, blau, Figur 001, ISO 023

Schnittfreudige Ausführung mit Querhieb – zum Exkavieren. Rund.

- Kieferchirurgie, Kavitätenpräparation
- Drehzahlbereich RA ISO 005-023 - 160.000 U/min., ISO 025-037 - 120.000 U/min.
- Drehzahlbereich FG
  - ISO 005-014 - 300.000 U/min.
  - ISO 016 - 280.000 U/min.
  - ISO 018 - 250.000 U/min.
  - ISO 021 - 210.000 U/min.