



WL-WaterJet

Kit



Artikelnr.: 114044
Hersteller: Alpro Medical GmbH
Gewicht: 0.86 kg
Höhe: 60 mm
Breite: 266 mm
Länge: 368 mm

€ 175,23

Zzgl. MwSt.

Kit 1 Wasserspülpistole vormontiert inklusive 1 Wasserdruckbegrenzer, Messinganschluss für Schlauchverbindung, 1 Schlauchsystem 8 mm transparent mit Kugelhahn und Flexschlauch 3/8

Die Spülvorrichtung „WaterJet“ mit integriertem Wasserdruckbegrenzer dient zum Vorspülen und ist reinigungsunterstützend vor der weiteren Aufbereitung von Außen- und Innenflächen zahnärztlicher Übertragungsinstrumente und des allgemeinen Instrumentariums.