



Original-Perfusor®-Leitung

Packung 100 Stück Typ Standard, 1,5 x 2,7 mm, 150 cm



Artikelnr.: 114047
Hersteller: B.Braun SE
Gewicht: 1.2 kg
Höhe: 10 mm
Breite: 80 mm
Länge: 150 mm

€ 100,77

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Schläuche Typ Standard, 1,5 x 2,7 mm, 150 cm

Die *Original-Perfusor®-Leitungen* PVC sind der Maßstab für Genauigkeit und Langzeit-Konsistenz in der Infusionstherapie.