



## Pro-Tip Adapter

Starterkit 1 Adapter CE153 für Siemens, 50 Pro-Tip Turbo Ansätze

---



Artikelnr.: 114065  
Hersteller: Medicom GmbH  
Gewicht: 0.12 kg  
Höhe: 35 mm  
Breite: 175 mm  
Länge: 179 mm

**€ 245,98**

*Zzgl. MwSt.*

---

Starterkit 1 Adapter CE153 für Siemens, 50 Pro-Tip Turbo Ansätze