

EUROSONIC 4D

Stück ohne Zubehör



Artikelnr.: 114113

Hersteller: Euronda Deutschland GmbH

Gewicht: 0.5 kg

€ 741,16

Zzgl. MwSt.

Stück Ultraschallgerät ohne Zubehör

Ultraschallgerät mit digital gesteuerter Sweep-Mode-Technologie. Die Bedienung ist intuitiv und einfach. Der Controller mit LED Hintergrundbeleuchtung steuert alle Funktionen und macht die Auswahl des richtigen Reinigungsprogramms spielend leicht. Individuelle Einstellungen bleiben selbstverständlich jederzeit möglich.

- 6 Automatikprogramme mit optimierter Dauer und Temperatur
- Individuelle Programme mit Temperaturen zwischen 30 °C und 60 °C sowie Zeiten von 10 bis 40 Minuten
- Eingebauter Abfluss mit stabilem Absperrhahn und praktische Griffe an den Seiten