



KENDA Composite Microfill

Packung 12 Stück gelb mittel, RA, Figur 243 kleine Spitze, 7 mm, ISO 030



Artikelnr.: 114299
Hersteller: Prodent Dentalbedarf GmbH
Gewicht: 0.018 kg
Höhe: 33 mm
Breite: 33 mm
Länge: 77 mm

€ 28,32

Zzgl. MwSt.

Packung 12 Polierer gelb mittel, RA, Figur 243 kleine Spitze, Kopflänge: 7 mm, ISO 030

2-Schritt Poliersystem für alle mikrogefüllten Kompositmaterialien. Meistverkaufter Polierer für alle mikrogefüllten Kompositmaterialien. Der Polierer erzielt strahlend glatte Zahnoberflächen mit lang anhaltendem Hochglanz. Er eignet sich auch bestens für ein einfaches Entfernen von Zementresten orthodontischer Bänder (Brackets).

- gelb - mittel, blau - ultra fein
- Empfohlene Drehzahl gelb: 7.500 - 10.000 U/min., max. 10.000 U/min.
- Empfohlene Drehzahl blau: 5.000 - 7.500 U/min., max. 10.000 U/min