



Futurabond M+

Flasche 2 ml Dual Cure Activator



Artikelnr.: 114322
Hersteller: Voco GmbH
Gewicht: 0.04 kg
Höhe: 85 mm
Breite: 43 mm
Länge: 43 mm

€ 34,91

Zzgl. MwSt.

Flasche 2 ml Dual Cure Activator

Direkte und indirekte Restaurationen mit allen lichthärtenden Füllungs-, Stumpfaufbau- und Befestigungscomposites auf Methacrylatbasis. Intraorale Reparatur von Füllungen, Keramikverblendungen und Vollkeramikrestaurationen ohne zusätzlichen Primer.

Behandlung überempfindlicher Zahnhälse.

Schutzlack für Glasionomer Zementfüllungen.

Versiegelung von Kavitäten vor Amalgamrestaurationen und vor der temporären Befestigung.

In Verbindung mit *Futurabond M+ DCA* (Aktivator für Dualhärtung). Direkte und indirekte Restaurationen mit allen selbst- oder dualhärtenden Füllungs-, Stumpfaufbau- und Befestigungscomposites auf Methacrylatbasis.

Befestigung von Wurzelstiften mit dual- oder selbsthärtenden Befestigungscomposites.