



Rebilda® Post System II

Set



Artikelnr.: 114325
Hersteller: Voco GmbH
Gewicht: 0.405 kg
Höhe: 56 mm
Breite: 235 mm
Länge: 333 mm

€ 372,86

Zzgl. MwSt.

Set 4 x 5 Stifte (Ø 1 mm, Ø 1,2 mm, Ø 1,5 mm, Ø 2 mm), 4 x 1 Bohrer (Ø 1 mm, Ø 1,2 mm, Ø 1,5 mm, Ø 2 mm), 2 Reamer Ø 0,7 mm, 5 ml Ceramic Bond, 20 Futurabond U SingleDose, 10 g QuickMix Spritze Rebilda DC dentin, diverses Zubehör

Anwendungsgebiete

Wurzelstiftaufbau zur Abstützung und Befestigung der koronalen Restauration im Falle unzureichender Zahnschubstanz.

Mit dem neuen glasfaserverstärkten Composite Wurzelstift Rebilda Post bringt VOCO eine hervorragende Ergänzung zum dualhärtenden Stumpfaufbau- und Befestigungsmaterial Rebilda DC. Der röntgenopake, transluzente Rebilda Post mit dentinähnlichem Elastizitätsverhalten führt durch Adhäsivtechnik zu einer dauerhaften und ästhetisch hochwertigen, metallfreien Restauration.