



MELAdem® 53

Packung 2 x 20 l Container



Artikelnr.: 114394
Hersteller: MELAG GmbH & Co.KG
Gewicht: 35 kg

€ 1.673,35

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 20 Liter Container

Eine mindere Wasserqualität bei der Instrumentenaufbereitung führt zur Ablagerung von Wasserinhaltsstoffen und zur Bildung von Korrosion auf den Instrumenten. Die *MELAdem 53* stellt dem Thermodesinfektor bei der wichtigen Schlußspülung der Instrumente hochwertiges demineralisiertes Wasser zur Verfügung und schützt die Instrumente so vor Fleckenbildung und Beschädigung. Wenn der in der Praxis verwendete Autoklav über die Möglichkeit einer automatischen Wasser-Nachspeisung verfügt, kann *MELAdem 53* gleichzeitig den Autoklaven mit demineralisiertem Wasser versorgen. Die Verwendung einer Wasser-Aufbereitungsanlage für mehrere Geräte ist praktisch und spart der Praxis Zeit und Geld!